

# 抗原検査キット Q&A

## Q. 抗原検査とは何ですか？

ウイルスを構成しているタンパク質などの「抗原」を検出します。ウイルスの遺伝子の特異的に増幅する PCR 検査と同様に、陽性の場合にはウイルスが検体中に存在することを示します。

## Q. どのように使用すれば良いですか？

鼻腔ぬぐい液を自分で採取して検査を行います。  
各製品の添付文書や取扱説明書等で必ず確認・理解した上で検査を実施してください。

## Q. 検査は自分で行うのですか？

自ら検体を採取して頂く事になります。  
実施方法をよく理解し、自己採取可能な方が使用可能となります。

## Q. 陽性の場合はどうすれば良いですか？

陽性の場合にはすみやかにかかりつけ医等身近な医療機関に電話で相談の上、受診してください。

・医療用抗原検査キットを使用し陽性となった方へ(沖縄県 HP より)

[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/kensa/kougenn\\_touroku.html](https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/kensa/kougenn_touroku.html)



## **Q. 陰性の場合はどうすれば良いですか？**

---

偽陰性(過って陰性と判断されること)の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診してください。症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてください。

## **Q. 使用済みのキットの処分方法は？**

---

ご家庭等で使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）を廃棄するときは、ごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ゴミが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気をつけてください。